

葡萄糖-6-磷酸(Glucose 6-phosphate, 6P G) 含量测定试剂盒说明

书

微量法 100 管/48 样

注 意：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

6PG (Glucose-6-phosphate, 葡萄糖-6-磷酸，又称 6-磷酸葡萄糖)，是糖酵解和磷酸戊糖途径的中间产物，广泛存在于动植物体和微生物中。在糖酵解的第一步反应中，葡萄糖被己糖激酶催化生成葡萄糖-6-磷酸，然后通过磷酸葡萄糖异构酶的催化形成果糖-6-磷酸，以继续糖酵解的其它步骤；而在戊糖磷酸途径中，葡萄糖-6-磷酸是其第一个底物，该过程也是生成 NADPH 的主要途径。此外，葡萄糖-6-磷酸也能转化形成糖原或淀粉而被储存起来。

测定原理：

6-磷酸葡萄糖脱氢酶可催化 6PG 和 NADP⁺生成 6 磷酸葡萄糖酸和 NADPH，NADPH 在 1-mPMS 的作用下使 WST-8 显橙黄色，在 450 nm 下测定吸光值。

需自备的仪器和用品：

酶标仪、台式离心机、可调式移液器、96 孔板、研钵、冰、蒸馏水。

试剂的组成和配制：

提取液：液体 60 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂一：液体 12mL×1 瓶，4℃保存；

试剂二：粉剂×1瓶，-20℃保存；

试剂三：液体1.5mL×1管，4℃避光保存。

6PG 提取：

1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为500~1000:1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mL提取液），超声波破碎（冰浴，功率20%或200W，超声3s，间隔10s，重复30次），8000g，25℃离心10min，取上清待测。

2、组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为1:5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液），进行冰浴匀浆，8000g，25℃离心10min，取上清待测。

3、血清（浆）等液体样品：直接测定。

测定步骤：

1、酶标仪预热30min以上，调节波长至450nm。

2、试剂二的配制：临用前加入3mL水充分溶解待用，用不完的试剂分装后-20℃保存；

3、工作液的配制：临用前按照行样本数量，按以下比例配制工作液

试剂名称（μL）	测定工作液	对照工作液
试剂一	100	100
试剂二	50	
水		50
试剂三	10	10

4、样本测定

按下表在96孔板中加入如下试剂

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	50	50
测定工作液	150	
对照工作液		150

37°C避光孵育 30min, 450nm 下测定吸光值 A 测定与 A 对照, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。每个测定管需设一个对照管。

6PG 含量计算:

1、标准条件下测定回归方程为 $y = 3.8589x - 0.0016$, $R^2 = 0.997$; x 为 6PG 含量 ($\mu \text{ mol/mL}$), y 为吸光值。

2、按照血清 (浆) 体积计算

$$6\text{PG 含量} (\text{nmol/mL}) = [(\Delta A + 0.0016) \div 3.8589 \times V_1] \div V_1 \times 1000$$

$$= 259.1 \times (\Delta A + 0.0016)$$

3、按照蛋白浓度计算

$$6\text{PG 含量} (\text{nmol/mg prot}) = [(\Delta A + 0.0016) \div 3.8589 \times V_1] \div (V_1 \times C_{\text{pr}}) \times 1000$$

$$= 259.1 \times (\Delta A + 0.0016) \div C_{\text{pr}}$$

4、按照样品质量计算

$$6\text{PG 含量} (\text{nmol/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0016) \div 3.8589 \times V_1] \div (W \times V_1 \div V_2) \times 1000$$

$$= 259.1 \times (\Delta A + 0.0016) \div W$$

3、按照细菌或细胞密度计算

$$6\text{PG 含量} (\text{nmol}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0016) \div 3.8589 \times V_1] \div (500 \times V_1 \div V_2) \times 1000$$

$$= 0.518 \times (\Delta A + 0.0016)$$

V1: 加入反应体系中样本体积, 0.05mL; V2: 加入提取液体积, 1 mL; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL;

W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万; 1000, $\mu \text{ mol}$ 到 nmol 的换算系数。

